

■ スペック

型式	採水量 ※1 (L/h at25℃)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	消費電力 (VA)	UV	TOC計	処理水水質
		W	D	H						
PR-0015 α-000	15	354	335	448	約25	AC100～240	340	－	－	JIS K0557 A2
PR-0015 α-X00	60 (=1L/min)	354	335	448	約28		340	○	－	JIS K0557 A4
PR-0015 α-XT0	60 (=1L/min)	354	335	448	約28		340	○	○	

※-X00/-XT0の採水量は専用ディスペンサーを用いた場合の数値です。

■ オプション(純水タンク)

公称容量 (L)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
	W	D	H	
10	255	362	464	約20
20	255	447	542	約32
60	410	467	832	約70
100	410	467	1126	約115

■ オプション(ディスペンサー)

外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
W	D	H	
256	312	612	約7