

■ スペック

| 型式 | 処理流量 (L/h at 25°C) | 循環流量 (L/h) | 外形寸法(mm) | | | 運転質量 (kg) | 供給電源 (V) | 電源容量 (kVA) | 処理水水質 |
|----------|-----------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------------|---------------|-----------|
| | | | W | D | H | | | | |
| PRB-002A | 9 | 60 (=1L/min) | 545 | 282 | 452 | 約20 | AC100 | 80 | 10MΩ・cm以上 |