

■ スペック

型式	処理流量 (L/h at10°C)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	消費電力 (VA)	純水タンク容量 (L)	処理水水質
		W	D	H					
PR-0040SG	40	350	639	1142	約98	AC100	450	20	1 μ S/cm以下
PR-0100SG	100	350	639	1142	約100		500	20	
PR-0250SG	250	520	908	1400	約220		900	100	
PR-0500SG	500	520	908	1400	約250		1300	100	