

■ スペック

型式	採水量 (L/h)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	消費電力 (VA)	UV	最終フィルタ	TOC計	処理水水質
		W	D	H							
FP-0120 $\alpha$ -M00	120 (=2L/min)	354	335	448	約26	AC100~240	340	-	MF	-	18.2M $\Omega$ ·cm
FP-0120 $\alpha$ -MT0	120 (=2L/min)	354	335	448	約26		340	○	MF	○	
FP-0120 $\alpha$ -UT0	120 (=2L/min)	354	335	448	約26		340	○	UF	○	

■ オプション(純水タンク)

公称容量 (L)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
	W	D	H	
10	255	362	464	約20
20	255	447	542	約32
60	410	467	832	約70
100	410	467	1126	約115

■ オプション(ディスペンサー)

外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
W	D	H	
256	312	612	約7