

■ スペック

| 型式 | 採水量 (L/h) | 外形寸法(mm) | | | 運転質量 (kg) | 電源 (V) | 電源容量 (VA) | UV | 最終 フィルタ | 処理水水質 |
|-------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-----------|--------------|----|------------|-----------|
| | | W | D | H | | | | | | |
| Life Science | 120 (=2L/min) | 375 | 340 | 435 | 約19 | AC100-240 | 90 | ○ | UF | 18.2MΩ・cm |
| Analytic Research | 120 (=2L/min) | 375 | 340 | 435 | 約19 | | 90 | ○ | UMF | |
| General Science | 120 (=2L/min) | 375 | 340 | 435 | 約18 | | 90 | - | - | |

■ オプション(前処理装置)

| 型式 | 処理量 (L/h at25℃) | 外形寸法(mm) | | | 運転質量 (kg) | 電源 (V) | 電源容量 (VA) | フロー |
|----------------|--------------------|----------|-----|-----|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | W | D | H | | | | |
| Chorus2 | 20 | 375 | 340 | 435 | 約20 | AC100-240 | 60 | 前処理-RO-DI |
| Chorus3(10L/h) | 10 | 375 | 340 | 435 | 約17 | | 60 | 前処理-RO |
| Chorus3(20L/h) | 20 | 375 | 340 | 435 | 約18 | | 60 | 前処理-RO |
| Chorus3(30L/h) | 30 | 375 | 340 | 435 | 約19 | | 60 | 前処理-RO |

■ オプション(純水タンク)

| 公称容量 (L) | 外形寸法(mm) | | | 運転質量 (kg) |
|-------------|----------|-----|-----|--------------|
| | W | D | H | |
| 15 | 376 | 340 | 470 | 約25 |
| 30 | 376 | 340 | 660 | 約42 |
| 60 | 532 | 522 | 570 | 約76 |
| 100 | 532 | 522 | 810 | 約112 |

■ オプション(ディスペンサー)

| 型式 | 定量採水 | 採水方式 | フットスイッチ | 運転質量(kg) |
|----------|------|-------|---------|----------|
| Halo | - | タッチ式 | - | 3.4 |
| Advanced | ○ | タッチ式 | オプション | 3.5 |
| Flexible | ○ | ピペット式 | オプション | 4.3 |