

■ スペック

型式	処理水量 (L/h)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	電源容量 (VA)	UV	最終 フィルタ	TOC計	処理水水質
		W	D	H							
FP-0500SM-000	500	350	750	1400	約100	AC100	1000	殺菌	MF	-	18.0MΩ・cm
FP-0500SU-000	500	350	750	1400	約100		1000	殺菌	UF	-	
FP-0500XM-0T0	500	350	750	1400	約100		1000	酸化	MF	○	
FP-0500XU-0T0	500	350	750	1400	約100		1000	酸化	UF	○	