

■ スペック

型式	採水量 (L/h)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	消費電力 (VA)	UV	最終フィルタ	TOC計	処理水水質
		W	D	H							
FP-0120 α -M01	120 (=2L/min)	354	335	448	約26	AC100~240	130	-	MF	-	18.2M Ω ·cm
FP-0120 α -MT1	120 (=2L/min)	354	335	448	約26		130	○	MF	○	
FP-0120 α -UT1	120 (=2L/min)	354	335	448	約26		130	○	UF	○	

■ オプション(純水タンク)

公称容量 (L)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
	W	D	H	
20	255	455	542	約32
30	465	419	826	約47
60	465	419	1091	約77
100	465	419	1526	約122

■ オプション(ディスペンサー)

外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
W	D	H	
201	492	841	約10