

■ スペック

型式	採水量 (L/h)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	消費電力 (VA)	純水タンク	最終フィルタ	処理水水質
		W	D	H						
UP-0090 $\alpha$ -TU0	90 (=1.5L/min)	354	446	460	約32	AC100~240	340	内蔵	UF	18.2M $\Omega$ ·cm
UP-0090 $\alpha$ -TM0	90 (=1.5L/min)	354	446	460	約32		340	内蔵	MF	
UP-0090 $\alpha$ -OU0	90 (=1.5L/min)	354	335	448	約28		340	別途(外付け)	UF	
UP-0090 $\alpha$ -OM0	90 (=1.5L/min)	354	335	448	約28		340	別途(外付け)	MF	

■ オプション(OU0/OM0 外付け用純水タンク)

公称容量 (L)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
	W	D	H	
10	255	362	464	約20
20	255	447	542	約32
60	410	467	832	約70
100	410	467	1126	約115

■ オプション(ディスペンサー)

外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
W	D	H	
256	312	612	約7