

■ スペック

型式	採水量 (L/h)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)	電源 (V)	消費電力 (VA)	純水タンク	最終フィルタ	処理水水質
		W	D	H						
UP-0090-TU1	90 (=1.5L/min)	354	446	460	約32	AC100~240	340	内蔵	UF	18.2MΩ・cm
UP-0090-TM1	90 (=1.5L/min)	354	446	460	約32		340	内蔵	MF	
UP-0090-OU1	90 (=1.5L/min)	354	335	448	約28		340	別途(外付け)	UF	
UP-0090-OM1	90 (=1.5L/min)	354	335	448	約28		340	別途(外付け)	MF	

■ オプション(OU1/OM1 外付け用純水タンク)

公称容量 (L)	外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
	W	D	H	
20	255	455	542	約32
30	465	419	826	約47
60	465	419	1091	約77
100	465	419	1526	約122

■ オプション(ディスペンサー)

外形寸法(mm)			運転質量 (kg)
W	D	H	
201	492	841	約10